

[KO Validado] Ythdf2 Rabbit Mab - Q9Y5A9

Número do item: CM0006545



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado contra YTHDF2, uma proteína leitora de m6A (62 kDa) que regula a estabilidade do mRNA. Adequado para WB, IHC-P, IP, ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] YTHDF2 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	DF2; CAHL; HGRG8; NY-REN-2; YTHDF2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51441
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5A9
Peso da Proteína	62 kDa
Envio	Bolsa de gelo