

Anticorpo Policloonal De Coelho Kras Para Wb, If/Icc, Elisa - P01116

Número do item: CM0018516



introdução

Anticorpo policlonal de coelho KRAS de alta qualidade para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Detecta KRAS humano, de camundongo e de rato. Ferramenta essencial para pesquisa em sinalização Ras-MAPK e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	KRAS Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; KRAS
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3845
GeneID	3845
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 30-189 do KRAS humano (NP_203524.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01116
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo