

Anticorpo Monoclonal De Coelho Kras+Hras+Nras Para Wb, If/Icc, Elisa - P01111 / P01112 / P01116

Número do item: CM0005168



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Pan-Ras (KRAS, HRAS, NRAS) validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, rato, camundongo. Detecta banda de ~18kDa, direcionado ao N-terminal conservado; ideal para pesquisa de sinalização Ras-MAPK e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho KRAS+HRAS+NRAS
Observações/Apelido	NS6; CMNS; KRAS; NCMS; ALPS4; N-ras; NRAS1; KRAS+HRAS+NRAS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4893 / 3265 / 3845 (NRAS / HRAS / KRAS)
Imunógeno	Peptídeo Sintético correspondente aos aa 1-100 do NRAS humano (P01111)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01111 / P01112 / P01116
Peso Proteico	18kDa
Envio	Bolsa de Gelo