


Anticorpo Monoclonal De Coelho L3MbtI3 Para Wb, Ip, Elisa - Q96Jm7

Número do item: CM0003299



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra L3MBTL3 (MBT-1) humano, um regulador da cromatina envolvido na sinalização Notch e degradação de proteínas. Validado para WB, IP e ELISA em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	L3MBTL3 mAb de Coelho
Observações/Apelido	MBT1; MBT-1; L3MBTL3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84456
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-255 do L3MBTL3 humano (NP_115814.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96JM7
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Saco de gelo