


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ácido Láctico-Histona H3-K18 (Q16695/P68431) Para Wb, Db, Elisa

Número do item: CM0000086



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à lisina 18 lactilada da Histona H3 humana, adequado para WB, DB e ELISA. Detecta amostras humanas, de rato e de camundongo com ampla reatividade prevista. Ideal para pesquisa epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Anti-Ácido Láctico-Histona H3-K18
Observações/Apelido	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Ácido Láctico-Histona H3-K18
Espécie	Humano
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Um peptídeo lactilado sintético em torno de K18 da Histona H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	WB, DB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Alcance Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envio	Bolsa de Gelo