


Anticorpo Policlonal De Coelho Para Histona H3 Lactilada (K14) Para Wb/Elisa (Q16695/P68431)

Número do item: CM0000089



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para Histona H3 lactilada na lisina 14 (K14). Validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta lactilação da Histona H3 em humano, rato e rato, com ampla reatividade cruzada prevista. Alvo SWISS Q16695/P68431.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ácido Láctico-Histona H3-K14 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Ácido Láctico-Histona H3-K14
Espécie	Humano
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo lactilado sintético em torno de K14 da Histona H3 humana (NP_003520.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato, Outros (Ampla Alcance Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Envio	Bolsa de Gelo