


Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra Histona H3-K18 Lactilada (Q16695/P68431) Para Pesquisa Epigenética

Número do item: CM0000080



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra histona H3 lactilada na lisina 18 (SWISS: Q16695/P68431). Validado para WB e ELISA com ampla reatividade cruzada (humano, camundongo, rato). Adequado para estudar lactilação de histonas e regulação gênica metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	
Nome do Produto	Ácido Lático-Histona H3-K18 mAb de Coelho
Observações/Apelido	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Ácido Lático-Histona H3-K18
Espécie	Humano
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Um peptídeo lactilado sintético em torno da K18 da Histona H3-K18 de Ácido Lático humano (NP_003520.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Faixa Ampla Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco com gelo