


Lamin B1 Coelho De Coelho Mab Para Wb, Ihc-P - P20700

Número do item: CM0002431



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Lamin B1 para WB e IHC-P, validado em humano, camundongo e rato. Um componente chave da lâmina nuclear, ideal para pesquisa em organização da cromatina e laminopatias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Lamin B1 Rabbit mAb
Observações/Alias	LMN; ADLD; LMN2; LMNB; MCPH26
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4001
GeneID	4001
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 450-550 da Lamin B1 humana (P20700).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20700
Peso da Proteína	66kDa
Transporte	Bolsa de gelo