

Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Lamin B2 Para Wb - Q03252

Número do item: CM0008168



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Lamin B2 para Western blotting, IHC, IF e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Adequado para estudos da lâmina nuclear e do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho para Lamin B2
Observações/Apelido	EPM9; LMN2; LAMB2; MCPH27; Lamin B2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84823
GeneID	84823
Imunogénio	Péptido Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q03252
Peso Proteico	70kDa
Envio	Saco de Gelo