


Anticorpo Policlonado De Coelho Para Lamtor5 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43504

Número do item: CM0026745



introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho anti-LAMTOR5 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Alvo: proteína do complexo Ragulator LAMTOR5 (HBXIP), envolvida na sinalização de mTORC1 e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LAMTOR5 Rabbit pAb
Observações/Alias	XIP; HBXIP; LAMTOR5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10542
GeneID	10542
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-173 da LAMTOR5 humana (NP_006393.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43504
Peso da Proteína	10kDa
Transporte	Bolsa de gelo