

Anticorpo Monoclonal De Coelho Receptor De Ldl (Ldlr) Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01130

Número do item: CM0002034



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra o Receptor de LDL humano (LDLR), validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre metabolismo de colesterol e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Receptor de LDL (LDLR) mAb de Coelho
Observações/Apelido	FH; FHC; FHCL1; LDLCQ2; Receptor de LDL (LDLR)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3949
GeneID	3949
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 761-860 do Receptor de LDL humano (LDLR) (NP_000518.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01130
Peso da Proteína	95kDa
Envio	Saco de gelo