

Anticorpo Policlonal De Coelho Lect1 Para Wb, If/Icc, Elisa - 075829

Número do item: CM0026872

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao LECT1/Chondromodulin (CNMD) humano. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com humano e camundongo. Adequado para pesquisa em desenvolvimento de cartilagem, angiogênese e válvulas cardíacas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho LECT1
Observações/Apelido	CHM1, CHM-I, LECT1, BRICD3, MYETS1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11061
ID do Gene	11061
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 75-334 do LECT1 humano (NP_008946.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O75829
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de gelo