

Anticorpo Policlonal De Coelho Lgals2 Para Wb, If-P, Elisa - P05162

Número do item: CM0028143



introdução

Anticorpo policlonal de coelho LGALS2 de alta qualidade validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA em humano e camundongo. Imunógeno recombinante, 15 kDa, UniProt P05162. Ideal para pesquisa de lectinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho LGALS2
Observações/Apêndice	HL14; LGALS2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3957
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-74 do LGALS2 humano (NP_006489.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P05162
Peso Molecular da Proteína	15kDa
Envio	Saco de gelo