

Lhx2 Ac Mab Para Wb E Elisa - P50458

Número do item: CM0003429

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho LHX2 validado para Western blot e ELISA. Reage com LHX2 humano, de camundongo e de rato, um ativador transcricional envolvido no desenvolvimento linfóide e neural. Ideal para pesquisa de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LHX2 Ac mAb
Observações/Apelido	LH2; hLhx2; LHX2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9355
GeneID	9355
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do LHX2 humano (P50458).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50458
Peso Proteico	44 kDa
Envio	Saco de gelo