

Limd1 Pab De Coelho - Q9Ugp4

Número do item: CM0019650

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LIMD1 humano para WB e ELISA. Reage com LIMD1 humano e de camundongo (72 kDa). Adequado para estudos de supressão tumoral, sinalização celular e silenciamento de miRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LIMD1 pAb de Coelho
Observações/Alias	LIMD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8994
GeneID	8994
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do LIMD1 humano (NP_055055.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UGP4
Peso da Proteína	72kDa
Envio	Bolsa de gelo