

Anticorpo Policlonal Coelho Limk1 Para Wb E Elisa - P53667

Número do item: CM0019193



introdução

Anticorpo policlonal de coelho LIMK1 de alta qualidade para Western blot (WB) e ELISA. Reage com humano, rato e rato. Essencial para a dinâmica dos filamentos de actina e desenvolvimento cerebral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb Coelho LIMK1
Observações/Apelido	LIMK; LIMK-1; LIMK1
Espécie	Humano
ID do Gene	3984
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 510-647 de LIMK1 (NP_002305.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P53667
Peso Proteico	73kDa
Envio	Saco de Gelo