


Anticorpo Monoclonal De Coelho Lin28A - Q9H9Z2

Número do item: CM0002184



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho LIN28A validado para WB, IF/ICC, ELISA. Tem como alvo o LIN28A humano, um regulador chave da biogênese de miRNA e da pluripotência. Ideal para pesquisa com células-tronco e desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho LIN28A
Observações/Apelido	CSDD1; LIN28; LIN-28; ZCCHC1; lin-28A; LIN28A
Espécie	Humano
GeneID	79727
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 100-209 do LIN28A humano (NP_078950.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9H9Z2
Peso Proteico	23 kDa
Envio	Em saco de gelo