

Lipin 1 Rabbit Mab Para Wb E Elisa - Q14693

Número do item: CM0010097

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Lipin 1 humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre metabolismo lipídico, diferenciação de adipócitos e dinâmica mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Lipin 1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	PAP1; Lipin 1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23175
ID do Gene	23175
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 101-200 do Lipin 1 humano (Q14693).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14693
Peso Proteico	99kDa
Envio	Saco de gelo