


Lipocalina-2/Ngal Coelho Pab - P80188

Número do item: CM0023747



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à Lipocalina-2/NGAL humana, validado para WB, IHC-P, IF-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudar metabolismo do ferro, imunidade inata e doenças renais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Lipocalina-2/NGAL Coelho pAb
Observações/Apelido	p25, 24p3, MSFI, NGAL, Lipocalina-2/NGAL
Espécie	Humana
ID do Gene	3934
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-198 da Lipocalina-2/NGAL humana (NP_005555.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P80188
Peso Proteico	23 kDa
Envio	Saco de Gelo