

Anticorpo Policlonal De Coelho Llgl2 Para Western Blot E Elisa - Llgl2

Número do item: CM0014010

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho (pAb) LLGL2 validado para Western blot (WB) e detecção por ELISA da proteína LLGL2 de camundongo e rato (~114kDa). Adequado para aplicações de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LLGL2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Llglh2; 9130006H11Rik; LLGL2
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3993
ID do Gene	217325
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 938-1027 do LLGL2 de camundongo (NP_663413.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
Peso da Proteína	114kDa
Envio	Saco com gelo