

Lox Mab De Coelho Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P28300

Número do item: CM0003861

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho LOX (Lisil oxidase) validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reage com LOX humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de matriz extracelular e fibrose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LOX mAb de Coelho
Observações/Apelido	AAT10; LOX
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4015
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 318-417 do LOX humano (P28300)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28300
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco de gelo