

Anticorpo Policlonal Coelho Lpin2 Para Western Blot E Elisa - Q92539

Número do item: CM0018656

introdução

Anticorpo policlonal de coelho LPIN2 validado para Western blot e ELISA. Reage com LPIN2 humano e de camundongo, uma fosfatidato fosfatase envolvida no metabolismo lipídico. Adequado para pesquisa metabólica e de doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LPIN2 Coelho pAb
Observações/Apêndice	LPIN2; lipina 2
Espécie	Humano
ID do Gene	9663
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-400 da LPIN2 humana (NP_055461.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q92539
Peso Proteico	99kDa
Envio	Em bolsa de gelo