

Anticorpo Policlonal De Coelho Lrg1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q91XI1

Número do item: CM0026802

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra LRG1 de camundongo, validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para humano. Adequado para pesquisas sobre proteínas ricas em repetições de leucina. Especificações incluem imunógeno recombinante e peso de 38kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho LRG1
Observações/Apelido	A2GL; lrhg; Lrg; 1300008B03Rik; 2310031E04Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	116844
GeneID	76905
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-342 do LRG1 de camundongo (NP_084072.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q91XL1
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Em bolsa de gelo