

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Lsamp Para Wb, Elisa - Q13449

Número do item: CM0015513

introdução

Este anticorpo policlonal de coelho anti-LSAMP é adequado para Western blot e ELISA, detectando LSAMP humano, de camundongo e de rato. Útil para investigar a orientação neuronal e o desenvolvimento das fibras musgosas do hipocampo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-LSAMP
Observações/Alias	LAMP; IGLON3; LSAMP
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	4045
ID do gene	4045
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 219-315 do LSAMP humano (NP_002329.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q13449
Peso da proteína	37 kDa
Transporte	Embalagem de gelo