

Anticorpo Policlonal De Coelho Para Lumican (Lum) Para Wb, If/Icc, Elisa - P51884

Número do item: CM0027355

introdução

Anticorpo policlonal de coelho para Lumican (LUM) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Específico para lumican humano, de rato e camundongo. Imunógeno recombinante. Adequado para pesquisa de matriz extracelular e córnea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho para Lumican (LUM)
Observações/Apelido	LDC; SLRR2D; Lumican (LUM)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4060
GeneID	4060
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51884
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de gelo