

## Anticorpo Policlonal De Coelho Ly-6A/E (Sca-1) - P05533

Número do item: CM0022513

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao Ly-6A/E (Sca-1) de camundongo, validado para aplicações em Western blot e ELISA. Ideal para pesquisa de ativação de células T e células-tronco.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Policlonal de Coelho Ly-6A/E (Sca-1)                                                                                   |
| Observações/Apelido | TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1; Ly-6A/E (Sca-1)                                                                     |
| Espécie             | Camundongo                                                                                                                       |
| ID do Gene          | 110454                                                                                                                           |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do Ly6a de camundongo. (NP_034868.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                           |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Camundongo                                                                                                                       |
| SWISS               | P05533                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 14kDa                                                                                                                            |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                                                                  |