

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti Ly-6C Para Wb, Elisa - P0Cw02

Número do item: CM0019330

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti Ly-6C validado para Western blot e ELISA, direcionado ao antígeno linfocitário 6C1 de camundongo (proteína de membrana ancorada a GPI). Adequado para pesquisa com células imunes e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho anti Ly-6C
Observações/Apelido	Ly6c; Ly-6C; Ly-6C1
Espécie Alvo	Camundongo
GeneID	17067 (Camundongo)
Imunógeno	Proteína recombinante de Ly-6C de camundongo
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P0CW02
Peso Molecular da Proteína	14KDa
Envio	Em saco de gelo