

Anticorpo Monoclonal De Coelho Ly-6G Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P35461

Número do item: CM0007191

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Ly-6G de alto desempenho para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Validado em camundongo, direcionado ao antígeno linfocitário 6G de 14 kDa (P35461) para pesquisa em medula óssea e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Ly-6G de Coelho
Observações/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Espécie	Camundongo
GeneID	546644
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-105 do Ly-6G de camundongo (NP_001297367.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P35461
Peso Proteico	14kDa
Transporte	Bolsa de gelo