


Anticorpo Policlonado De Coelho Lyar Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nx58

Número do item: CM0021555



introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho LYAR (Q9NX58) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com Humano, Camundongo, Rato. Ideal para estudar o processamento de rRNA e os papéis de regulação da transcrição da LYAR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	LYAR Rabbit pAb
Observações/Alias	ZLYAR; ZC2HC2; LYAR
Espécie	Humano
GeneID (humano)	55646
GeneID	55646
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 10-160 da LYAR humana (NP_060286.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NX58
Peso Molecular da Proteína	44kDa
Envio	Bolsa de gelo