

Anticorpo Policlonal De Coelho Lisozima (Lyz) - P61626

Número do item: CM0016845



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Lisozima (LYZ) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com lisozima C humana e de camundongo, uma enzima bacteriolítica. Ideal para estudar a atividade antimicrobiana e amiloidose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Lisozima (LYZ) pAb de Coelho
Observações/Apelido	LZM; LYZF1; Lisozima (LYZ)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4069
GeneID	4069
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Lisozima humana (Lisozima (LYZ)) (NP_000230.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P61626
Peso Proteico	17kDa
Envio	Saco de gelo