

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Poliubiquitina Específica Para Ligação M1 Para Aplicações Em Wb, Db E Elisa

Número do item: CM0000067

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à poliubiquitina específica para ligação M1, validado para western blot, dot blot e ELISA. Detecta espécies humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de ligação de cadeias de ubiquitina e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo policlonal de coelho anti-poliubiquitina específica para ligação M1
GeneID (Humano)	7314
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da poliubiquitina específica para ligação M1 humana (NP_066289.3/NP_061828.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	WB, DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)