


Anticorpo Policlonal De Coelho Mad1/Mad1L1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6D9

Número do item: CM0014408



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra MAD1 humano (MAD1L1), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para pesquisas sobre ponto de verificação de montagem do fuso e regulação do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAD1/MAD1L1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MAD1; MVA7; PIG9; TP53I9; TXBP181; MAD1/MAD1L1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8379
GeneID	8379
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 360-700 do MAD1L1 humano (NP_001013859.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y6D9
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Saco com gelo