


Mad2B/Mad2L2 Mab De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ui95

Número do item: CM0011920



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho MAD2B/MAD2L2 (REV7) de alta qualidade para Western Blot, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de reparo de DNA e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAD2B/MAD2L2 mAb de coelho
Observações/Apelido	REV7; FANCV; MAD2B; POLZ2; MAD2B/MAD2L2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10459
GeneID	10459
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 de MAD2B/MAD2L2 humano (Q9Ui95).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Ui95
Peso da Proteína	24 kDa
Envio	Bolsa de gelo