


Madcam1 Pab De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13477

Número do item: CM0027991



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MADCAM1, adequado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com MADCAM1 (~40 kDa) de humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de imunidade da mucosa e tráfego de linfócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MADCAM1 Rabbit pAb
Observações/Alias	MACAM1; MADCAM1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	8174
ID do Gene	8174
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 da MADCAM1 humana (NP_570116.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13477
Peso Proteico	40 kDa
Envio	Bolsa de gelo