

Mafb Pab De Coelho Para Wb E Elisa - Q9Y5Q3

Número do item: CM0017003



introdução

MAFB Rabbit pAb é um anticorpo policlonal que visa o fator de transcrição MafB humano (36kDa). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de hematopoiese e diferenciação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAFB Rabbit pAb
Observações/Apelido	KRML; MCTO; DURS3; MAFB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9935
GeneID	9935
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5Q3
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco com gelo