

Magoh Coelho Pab - P61326

Número do item: CM0030058



introdução

Anticorpo Policloal MAGOH de Coelho para aplicações WB/ELISA. Reconhece MAGOH humano, de camundongo e rato (17 kDa). Ideal para pesquisa sobre splicing de pré-mRNA, complexo de junção de éxons e degradação sem sentido.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAGOH Coelho pAb
Observações/Alias	MAGOH1; MAGOHA; MAGOH
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4116
GeneID	4116
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-146 da MAGOH humana (NP_002361.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61326
Peso Molecular da Proteína	17 kDa
Envio	Bolsa de gelo