

Anticorpo Monoclonal De Coelho Mammaglobin A - Q13296

Número do item: CM0002022

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Mammaglobin A de alta qualidade para aplicações em Western Blot (WB), Imuno-histoquímica (IHC-P) e ELISA. Validado com imunógeno de proteína recombinante, reatividade cruzada humana. Ideal para pesquisa de câncer de mama e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Mammaglobin A
Observações/Apelido	MGB1; UGB2; PSBP1; Mammaglobin A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4250
ID do Gene	4250
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-93 do Mammaglobin A humano (Q13296).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13296
Peso da Proteína	10kDa
Envio	Em saco de gelo