


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Receptor De Manose/Cd206 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q61830

Número do item: CM0006585



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à região C-terminal do Receptor de Manose/CD206 (MRC1) de camundongo. Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de endocitose em macrófagos e fagocitose de patógenos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Receptor de Manose/CD206
Observações/Apelido	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541I19.1; Receptor de Manose/CD206
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	4360
ID do Gene	17533
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q61830
Peso Molecular da Proteína	166 kDa
Envio	Em saco de gelo