

Anticorpo Monoclonal Coelho Map2 - P11137

Número do item: CM0005130

introdução

Anticorpo monoclonal coelho MAP2 validado para WB, IF, IHC, ELISA em humano, rato, camundongo. Alvo as isoformas MAP2 A, B, C, permitindo estudos do citoesqueleto neuronal e morfologia dendrítica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho MAP2
Observações/Apelido	MAP-2; MAP2A; MAP2B; MAP2C; MAP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4133
ID do Gene	4133
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-118 do MAP2 humano (NP_002365.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11137
Peso Proteico	200 kDa
Envio	Saco de gelo