

Map7D1 Coelho Pab Para Wb, Elisa - Q3Kqu3

Número do item: CM0019437

introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho MAP7D1 detecta a proteína 1 contendo domínio MAP7 humana e de camundongo. Validado para WB e ELISA, este anticorpo tem como alvo uma proteína estabilizadora de microtúbulos envolvida na motilidade celular e no crescimento de neuritos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAP7D1 Coelho pAb
Observações/Apelido	RPRC1; PARCC1; MAP7D1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	55700
GeneID	55700
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-460 do MAP7D1 humano (NP_060537.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q3KQU3
Peso Proteico	93kDa
Envio	Bolsa de Gelo