


Mapre1 Pab De Coelho - Q15691

Número do item: CM0030779



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho contra MAPRE1 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta MAPRE1 (EB1) humano, de camundongo e de rato com imunógeno recombinante. Proteína de 30 kDa, enviada em gelo. Suporta estudos de dinâmica de microtúbulos e divisão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAPRE1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EB1; MAPRE1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	22919
GeneID	22919
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 134-268 da MAPRE1 humana (NP_036457.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15691
Peso da Proteína	30 kDa
Envio	Saco de gelo