

Anticorpo Policlonado Marcksl1 De Coelho Para Wb E Elisa - P49006

Número do item: CM0030080

introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado a MARCKSL1 (proteína 1 semelhante a MARCKS), validado para Western blot e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Útil para estudar a regulação do citoesqueleto de actina e a migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MARCKSL1 Rabbit pAb
Observações/Alias	F52, MLP, MRP, MLP1, MACMARCKS, MARCKSL1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	65108
ID do Gene	65108
Imunógeno	Proteína recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-195 de MARCKSL1 humano (NP_075385.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49006
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Bolsa de gelo