

Mat1A Coelho Pab - Q00266

Número do item: CM0030057



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à MAT1A humana (44 kDa), validado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudar a biossíntese de S-adenosilmetionina no fígado.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAT1A Coelho pAb
Observações/Apelido	MAT; SAMS; MATA1; SAMS1; MAT1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4143
GeneID	4143
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-395 da MAT1A humana (NP_000420.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q00266
Peso Molecular da Proteína	44kDa
Transporte	Saco de gelo