


Anticorpo Policlonal De Coelho Mavs Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q7Z434

Número do item: CM0027543



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho MAVS (IPS1/VISA/CARDIF) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de imunidade inata e transdução de sinal antiviral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAVS pAb de Coelho
Observações/Apelido	IPS1; VISA; IPS-1; CARDIF; MAVS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57506
GeneID	57506
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do MAVS humano (NP_065797.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7Z434
Peso Proteico	57kDa
Envio	Saco de gelo