


Mbd2 Coelho Pab - Q9Ubb5

Número do item: CM0020761



introdução

MBD2 Coelho pAb é um anticorpo policlonal produzido em coelho contra MBD2 humano, adequado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de remodelação da cromatina e silenciamento gênico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MBD2 Coelho pAb
Observações/Apelido	DMTase; NY-CO-41; MBD2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8932
GeneID	8932
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 202-411 da MBD2 humana (NP_003918.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBB5
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo