

Mbd6 Rabbit Pab Para Wb, Elisa - Q96Dn6

Número do item: CM0024213

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-MBD6 validado para WB e ELISA, reagindo com humano, camundongo e rato. Adequado para aplicações de pesquisa em epigenética e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MBD6 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MBD6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	114785
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 880-980 do MBD6 humano (NP_443129.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96DN6
Peso da Proteína	101kDa
Envio	Saco com gelo