


Anticorpo Monoclonal Coelho Mccc2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hcc0

Número do item: CM0010687



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra MCCC2 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo de leucina e ácido isovalérico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho MCCC2
Observações/Apelido	MCCB; MCCCbeta
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64087
GeneID	64087
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HCC0
Peso Proteico	61kDa
Envio	Saco de gelo