

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mcf2 Para Wb E Elisa - P10911

Número do item: CM0014656

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra MCF2 humano (proto-oncogene DBL), adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. Útil para o estudo da sinalização das GTPases Rho e das vias oncogênicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MCF2 Rabbit pAb
Observações/Alias	DBL; ARHGEF21; MCF2
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	4168
ID do gene	4168
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 872-1001 do MCF2 humano (NP_001165347.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	P10911
Peso da proteína	108 kDa
Transporte	Gelo em bolsa