

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mcl1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q07820

Número do item: CM0016067



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado contra MCL1 humano para aplicações de Western blot, imunofluorescência e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de apoptose e sobrevivência celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MCL1 pAb de coelho
Observações/Apelidos	TM; EAT; MCL1L; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; MCL1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4170
GeneID	4170
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q07820
Peso da proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo