


Anticorpo Policlonal De Coelho Mcl1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q07820

Número do item: CM0013406



introdução

Anticorpo policlonal de coelho MCL1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta MCL1 humano e de camundongo (37 kDa), um regulador chave da apoptose. Ideal para pesquisa de sobrevivência celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MCL1 pAb Coelho
Observações/Apelido	TM; EAT; MCL1L; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; MCL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4170
GeneID	4170
Imunógeno	Peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 150-250 do MCL1 humano (NP_068779.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q07820
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco de gelo